

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Nessleriser 2250 com tripé, lâmpada, 2 tubos Nessler (250 mm) e 2 espigões de imersão

Mais de 400 discos de cores diferentes disponíveis



- Mais de 400 discos de cores diferentes disponíveis
- Compensação de amostras coloridas e turvas
- Durabilidade garantida dos filtros de cor de vidro
- Prisma integrado

Artigo No: 172040

Utilizável em diferentes aplicações

O Nessleriser 2250 é versátil: é utilizado em piscinas, bem como em centros de investigação, universidades ou tratamento geral de água potável.

Candeeiro de luz diurna

Para que possa sempre medir de forma segura e estável em condições de visibilidade desfavoráveis, este pacote vem com uma unidade de iluminação diurna de rede, pelo que as condições de iluminação permanecem sempre as mesmas, independentemente do local onde se esteja a medir.

Prisma integrado

O prisma integrado visualmente traz à vista os padrões de vidro do disco de cor e a amostra colorida.

Indústria

Elettricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria Farmacêutica | Indústria Química | Municipalidades | Óleo e Gás | ONG | Outras Indústrias

Nessleriser 2250 com tripé, lâmpada, 2 tubos Nessler (250 mm) e 2 espigões de imersão

O Nessleriser 2250 é um sistema colorimétrico versátil para medição de cor e análise de água. Manuseamento confortável, sem comprometer a precisão e a reprodutibilidade: O Nessleriser 2250 pode ser utilizado para muitas aplicações. Piscinas, investigação ou tratamento de água potável são apenas alguns exemplos.

Título	Artigo No
Lâmpada de luz diurna, operação de rede	171020
2 tubos Nessler (113 mm)	353060
2 tubos Nessler (113 mm) e 2 espigões de imersão	353080
2 tubos Nessler para método O ₂	353150
2 tubos Nessler (250 mm) e 2 espigões de imersão	354200